

diatech labline

SOLUZIONI ALL' AVANGUARDIA
NELLA BIOLOGIA MOLECOLARE

PROMOZIONI 2023

SPESE DI TRASPORTO PARI A € 25,00 PER ORDINI INFERIORI A € 300,00.

SPEDIZIONE GRATUITA PER ORDINI SUPERIORI A UNA SPESA DI € 300,00.

Le promozioni presenti in questo catalogo sono da considerarsi non cumulabili.

CODICE PROMO **P04_23**

Master mix pronte all'uso per Real Time PCR

- Formati da 5ml in vial prealiquotate da 1ml
- Ottimizzate sulla maggior parte delle piattaforme attualmente in commercio
- Adatte a Fast PCR
- Specifiche, sensibili e robuste



Clontech TAKARA cellartis

	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO PROMO 2023 1 CF	PREZZO PROMO 2023 5 CF
	RR390A	Premix Ex Taq (Probe qPCR) 1 ml x 5 vials	€ 219,96	€ 989,82
	RR420A	TB Green Premix Ex Taq (Tli RNaseH Plus) 1 ml x 5 vials	€ 206,56	€ 929,54
	RR820A	TB Green Premix Ex Taq II (Tli RNaseH Plus) 1 ml x 5 vials	€ 206,56	€ 929,54
qPCR	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO PROMO 2023 1 CF	PREZZO PROMO 2023 3 CF
	RR390W	PremixExTaq (Probe qPCR), Bulk, 5 ml x 5 vials	€ 772,70	€ 2.155,82
	RR420W	TB Green Premix Ex Taq (Tli RNaseH Plus), Bulk, 5 ml x 5 vials	€ 784,35	€ 2.188,34
	RR820W	TB Green Premix Ex Taq II (Tli RNaseH Plus) Bulk, 5 ml x 5 vials	€ 784,35	€ 2.188,34

* Formati da 25ml in vial prealiquotate da 5ml

CODICE PROMO **P05_23**

RNA difficile?... Prova con le master mix per RT Primescript da oggi ad un prezzo speciale!

- Retrotrascrizione in 15 minuti
 - Formato a scelta tra master mix pronta all'uso e reagenti singoli con o senza DNase
- Performance garantite, anche con templati difficili



Clontech TAKARA cellartis

	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO PROMO 2023 1 CF	PREZZO PROMO 2023 3 CF
	RR037A	PrimeScript RT Reagent Kit (Perfect Real Time) 200 react.	€ 268,63	€ 741,42
RT	RR036A	PrimeScript RT Master Mix (Perfect Real Time) 200 Rxns	€ 247,75	€ 683,78
	RR047A	PrimeScript RT Reagent Kit with gDNA Eraser (Perfect Real Time) 100 Rxns	€ 376,27	€ 1.049,80

CODICE PROMO **P08_23**

Rivoluziona il concetto di clonaggio! Entra nella community IN-Fusion Clontech!

In-Fusion HD Plus è un sistema di clonaggio in PCR, RAPIDO, Ligation-Free, DIRETTO nel vettore finale. Include tutti i reagenti necessari (High Fidelity Taq, cellule competenti stellar, kit per PCR clean up o gel extraction) e garantisce prestazioni uniche



Clontech TAKARA cellartis

	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO PROMO 2023
	638945	In-Fusion® Snap Assembly Starter Bundle 10 rxns	€ 293,90
	638946	In-Fusion® Snap Assembly Value Bundle 50 rxns	€ 1.294,92
	638943	In-Fusion® Snap Assembly Master Mix 500 rxns	€ 4.000,00
IN-Fusion	638944	In-Fusion® Snap Assembly Master Mix 1000 rxns	€ 7.625,11
	638947	In-Fusion® Snap Assembly Master Mix 10 rxns	€ 158,83
	638948	In-Fusion® Snap Assembly Master Mix 50 rxns	€ 622,15
	638949	In-Fusion® Snap Assembly Master Mix 250 rxns	€ 2.222,22
	638951	In-Fusion® Snap Assembly Master Mix with Competent Cells 10 rxns	€ 257,18

CODICE PROMO **P09_23**

Prova la qualità dei kit Takara One Step RT PCR ad un prezzo fenomenale!

- Affidabili e robuste: contengono EX taq HS Takara
- Veloci grazie all'uso della tecnologia Primescript
- Ottimizzate sui principali strumenti presenti sul mercato
- Elevata sensibilità e specificità



	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO PROMO 2023 1 CF	PREZZO PROMO 2023 3 CF
One step RT-PCR	RR600A	One Step PrimeScript III RT-qPCR Mix 200 Rxns	€ 291,80	€ 831,62
	RR064A	One Step PrimeScript RT-PCR Kit (Perfect Real Time) 100 react.	€ 276,90	€ 772,55
	RR086A	One Step TB Green PrimeScript RT-PCR Kit II (PRT) 100 react.	€ 280,80	€ 783,43

CODICE PROMO **P14_23**

Scegli il meglio per le tue PCR!

Prova le Taq Takara Clontech! Approfitta della promozione acquistando in un unico ordine: una, cinque o dieci confezioni dello stesso codice!



CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO PROMO 2023 1 CF	PREZZO PROMO 2023 5 CF	PREZZO PROMO 2023 10 CF
RR310A	EmeraldAmpGT PCR Master Mix 160 tests (4x1ml mastermix 2x)	€ 51,32	€ 243,79	€ 461,92
RR320A	EmeraldAmpMax PCR Master Mix 160 tests (4x1ml mastermix 2x)	€ 64,35	€ 305,66	€ 579,15
RR330A	EmeraldAmpMax HS PCR Master Mix 160 tests (4x1ml mastermix 2x)	€ 76,05	€ 361,24	€ 684,45
R050A	PrimeSTAR GXL DNA Polymerase 250 U (Long-PCR, CG reach and HF)	€ 230,53	€ 1.095,01	€ 2.074,76
R045A	PrimeSTAR Max DNA Polymerase 100 rxn (best HF)	€ 185,68	€ 881,98	€ 1.671,11
R001A	TaKaRa Taq 250 U	€ 121,99	€ 579,46	€ 1.097,93
R007A	TaKaRa Taq Hot Start version 250 U	€ 150,70	€ 715,81	€ 1.356,26
RR001A	TaKaRa Ex Taq 250 U	€ 170,43	€ 809,54	€ 1.533,87
RR006A	TaKaRa Ex Taq Hot Start version 250 U	€ 212,59	€ 1.009,80	€ 1.913,30
RR350A	SapphireAmp Fast PCR Master Mix 160 reactions	€ 121,10	€ 575,20	€ 1.089,86

CODICE PROMO **P14_23**

Amplificazioni estremamente difficili?

Scegli la Taq che fa al caso tuo, approfitta del prezzo promo acquistando una o tre confezioni dello stesso codice!



CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO PROMO 2023 1 CF	PREZZO PROMO 2023 3 CF
639201	Advantage 2 Polymerase Mix 100 rxns	€ 400,73	€ 1.142,07
639209	TITANIUM Taq DNA Polymerase 500 rxns	€ 899,93	€ 2.564,79
639240	TITANIUM DNA Amplification Kit 300 rxns	€ 1.281,96	€ 3.653,59
639506	Advantage RT-for-PCR Kit 100 rxns	€ 918,45	€ 2.617,58

CODICE PROMO **P15_23**

Sistemi completi per la quantificazione di microRNA in qPCR da RNA totale o small-RNA purificati

Scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze:
il kit per First-strand cDNA synthesis o il kit completo per First-strand cDNA synthesis and Quantitative PCR (qPCR).



CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO PROMO 2023 1 CF	PREZZO PROMO 2023 3 CF
638313	Mir-X miRNA First-Strand Synthesis Kit 20 rxns	€ 312,98	€ 891,98
638315	Mir-X miRNA First-Strand Synthesis Kit 60 rxns	€ 489,45	€ 1.394,93
638314	Mir-X miRNA qRT-PCR TB Green Kit 200 rxns	€ 506,03	€ 1.442,17
638316	Mir-X miRNA qRT-PCR TB Green Kit 600 rxns	€ 1.008,00	€ 2.872,80

CODICE PROMO **P16_23**

Evita la preparazione del campione e vai direttamente alla PCR!

La nuova DNA polimerasi consente di amplificare direttamente (evitando l'estrazione del DNA) da:

- Tessuti animali
- Tessuti vegetali
- Estratti di DNA grezzi








	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO PROMO 2023 1 CF	PREZZO PROMO 2023 3 CF
	639270	Terra PCR Direct Polymerase Mix 200 rxns	€ 191,10	€ 544,64
TERRA	639271	Terra PCR Direct Polymerase Mix 800 rxns	€ 681,36	€ 1.941,88
	639285	Terra PCR Direct Genotyping Kit 200 rxns	€ 448,80	€ 1.279,08

CODICE PROMO **PSS_23**

Diatech Lab Line offre un catalogo completo per il tuo laboratorio, ecco una selezione dei nostri strumenti best sellers in promozione!



CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO PROMO 2023
BS-010205-AAN	 MSC-3000, Centrifuga /Vortex Multispin - Biosan	€ 481,95
BS-010171-A01	 TS-100C Smart, Thermo-Shaker con cooling per i microtubi e plate per PCR- Biosan	€ 1.338,75
BS-040102-AAA	 UVC/T-AR, Cappa DNA/RNA UV-Cleaner Box senza internal socket - Biosan	€ 1.785,00
C2500-R-230V	 Centrifuga refrigerata Prism R - Labnet	€ 4.505,37
SK-03-B01	 Tre pipette B10-1 /B100-1 /B1000-1, con C-05 stand, 3 scatole di puntali ed un timer	€ 360,08

Spese di trasporto pari a € 25,00 per ordini inferiori a € 300,00.

Spedizione gratuita per ordini superiori a una spesa di € 300,00.

Le promozioni presenti in questo catalogo sono da considerarsi non cumulabili.

Ordina via fax allo 0731 21 32 39 citando il codice dei prodotti e il numero della promozione.

SCADENZA PROMO 31/12/2023.



**diatech
labline**

Via Ignazio Silone, 1 bis - 60035 Jesi (An)
Tel +39 0731 21 32 43 - Fax +39 0731 21 32 39
P. Iva e C.F. 02047250424 - Cod. SDI M5UXCR1
www.labline.it

Per offerte e preventivi: commerciale@labline.it
Per informazioni su spedizioni e stato ordini: ordini@diatechcompany.com
Per informazioni sui prodotti: commerciale@labline.it